

000/0070.014/20



Ycla Neutral, neutralisierende Augenspülung (200ml)

passend zur MExT Augenstation
, Erste-Hilfe-Station bei Augenverletzungen

Ycla Neutral ist ein phosphathaltiges Augenspülmittel
bei Verletzungen durch Säuren/Laugen.



Eigenschaften

Die Augenschale kann direkt auf das Auge gesetzt werden.

Sterilprodukt.

CE2460 zertifiziert.

Passend zur MExT Augenstation.


Anwendungen

Ycla Neutral ist ein Erste-Hilfe-Augenspülmittel, welches Säuren und Laugen im Auge neutralisiert.

Nicht geeignet für Unfälle mit Fluorwasserstoff (HF).

Verwendung

Siehe Piktogramme. Immer einen Arzt zu Rate ziehen.



Inhalt

3x Flasche 200 ml

Haltbarkeit

Flaschenlagerung auf dem Kopf: Dadurch wird sofort klar, ob eine Flasche bereits geöffnet ist.

Bei Zimmertemperatur aufbewahren: zwischen 5-40°C.

Empfohlene Einsatztemperatur: zwischen 16-38°C.

Haltbarkeit: 3.5 Jahre haltbar nach Produktionsdatum bei ordnungsgemäßer Lagerung und geschlossener Verpackung. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Ycla Neutral ist ein medizinisches Hilfsmittel Klasse I.

Stand: 29/03/2024