

000/0020.037/30



Elwo blau Mix, elastische und magnetisch nachweisbare Pflasterauswahl

Die Elwo blau Mix Pflaster, magnetisch nachweisbare Pflaster, werden wegen ihrer blauen Farbe und ihrem magnetisch nachweisbaren Streifen vor allem in der Lebensmittelindustrie verwendet.



Eigenschaften

- Maße: Auswahl
- blaue Farbe
- magnetisch nachweisbar: Wenn ein Pflaster während des Produktionsverfahrens in das Produkt gelangt ist, kann es dank des Metallstreifens unter dem Wundkissen mit einem Metallsuchgerät detektiert und entfernt werden
- wasser- und fettbeständig
- hypoallergen dank des Klebstoffs auf Zinkoxidbasis
- sehr elastisch: einfach und überall anzubringen, garantiert eine hohe Beweglichkeit während der Verwendung
- einzeln verpackt in einer handlichen Spenderbox mit übersichtlichen Fächern für jedes Produkt

Anwendungen

- Schnitt- und Schürfwunden
- Nicht geeignet für stark blutende, tiefe oder infizierte Wunden
- Geeignet für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie

- 5 Formen: kleine Flächen: 4 x 4 cm; Finger, Handflächen usw.: 6 x 2 cm; große Flächen: 10 x 5 cm; H-Form: Knöchel – 7,5 x 4 cm; Schmetterlingsform: Fingerspitze - 7,5 x 4 cm –

Verwendung

- Die Wunde gut desinfizieren
- Je nach Größe und Stelle der Wunde das geeignete Pflaster auswählen
- Das Pflaster mit der Klebeseite auf trockene und gereinigte Haut aufbringen und festdrücken
- Bei Durchnässen durch Blut oder Flüssigkeit das Pflaster wechseln



Inhalt

3 Pakete à 70 Stück

Haltbarkeit

- Verfalldatum: 36 Monate nach Produktion
- An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort zwischen 10 und 25°C lagern

Dieses Produkt ist ein medizinisches Hilfsmittel Klasse I und CE zertifiziert.

Stand: 27/07/2026