

000/2100.001/00



Aufblasbare Schienen - Fuß

Die aufblasbaren Schienen ermöglichen eine erste Fixierung bei Hand-, Arm-, Bein- und Fußbrüchen und Verstauchungen.

Eigenschaften

- Maße: 9 x 15 cm.
- Aufblasbar.
- Wiederverwendbar.
- Kompakte Verpackung.
- Einfach anzubringen.

Verwendung

- Die Schiene um das Bein oder den Arm anbringen.
- Den Reißverschluss schließen.
- Vorsichtig aufblasen.

Haltbarkeit

- Unbegrenzt haltbar.
- Vor Beschädigung schützen.

Die aufblasbaren Schienen sind medizinische Hilfsmittel.

Stand: 02/05/2024