

000/2100.003/00



## Aufblasbare Schienen - BEIN

Die aufblasbaren Schienen ermöglichen eine erste Fixierung bei Hand-, Arm-, Bein- und Fußbrüchen und Verstauchungen.

### Eigenschaften

- Maße: 80 x 25 cm.
- Aufblasbar.
- Wiederverwendbar.
- Kompakte Verpackung.
- Einfach anzubringen.

### Verwendung

- Die Schiene um das Bein oder den Arm anbringen.
- Den Reißverschluss schließen.
- Vorsichtig aufblasen.

### Haltbarkeit

- Unbegrenzt haltbar.
- Vor Beschädigung schützen.

Die aufblasbaren Schienen sind medizinische Hilfsmittel.

**Stand: 29/04/2024**