

000/1000.556/20



Limpkit

Das MExT Limpkit enthält das vollständige Material um effektive Erste Hilfe bei abgetrennten Körperteilen bieten zu können. Die entsprechende Erstversorgung nach dem Unfall ist entscheidend für den Zustand des Verletzten und den Erfolg der Operation. Gekühlter Transport in Griffnähe.



Eigenschaften

- Maße: 24 x 18 x 12 cm.
- Isothermtasche mit Tragegriff: garantierte Kühlung von bis zu 2 Stunden.
- Erkältung innerhalb von 30 Minuten von 24°C bis zu 6°C.
- Praktisches Mitnahmeformat.
- Außenseite: rotes Polyester.
- Fluoreszierendes Band auf der Unterseite der Tasche und fluoreszierende Labels auf den Flanken.
- Praktische MExT Informationskarte mit Gebrauchsanweisungen.

Anwendungen

- Bei abgetrennten Körperteilen (Finger, Fingerspitze, Hand, Zehe ...)

Verwendung

- Für eine optimale Kühlung: halten Sie die Tasche in Bewegung einmal die Inics aktiviert worden sind.

Inhalt

2 Dreiecktuch (0,96 x 0,96 x 1,36 m) 1 Universalschere 1 Schnellverband (10x8cm)
2 Beutel Nitrilhandschuhe (puderfrei) – 2 Stk.

1 Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

1 Rettungsdecke (1.6 x 2.2m)

3 Inic, Sofort-Kältekompressen

5 Kompressen (10 x 10 cm)

1 Heftpflaster (0,0250 x 5 m)

1 Wasserfester Stift

2 Schutzbeutel aus Kunststoff (300x400mm)

1 Limpkart Informationskarte mit Gebrauchsanweisungen

Das Limpkart enthält medizinische Hilfsmittel.

Stand: 28/06/2026