

000/2100.004/00



Aufblasbare Schienen - ARM

Die aufblasbaren Schienen ermöglichen eine erste Fixierung bei Hand-, Arm-, Bein- und Fußbrüchen und Verstauchungen.

Eigenschaften

- Maße: 60 x 20 cm.
- Aufblasbar.
- Wiederverwendbar.
- Kompakte Verpackung.
- Einfach anzubringen.

Verwendung

- Die Schiene um das Bein oder den Arm anbringen.
- Den Reißverschluss schließen.
- Vorsichtig aufblasen.

Haltbarkeit

- Unbegrenzt haltbar.
- Vor Beschädigung schützen.

Die aufblasbaren Schienen sind medizinische Hilfsmittel.

Stand: 28/04/2024