

000/5160.403/30



Mundschutz Vliesstoff, 3-lagig (Spenderdose 50 Stk.)

MExT Mundschutz ist erstklassig!

Medizinische chirurgische **Einwegmaske** aus 3-lagigem Vliesstoff mit Ohrenschlaufen. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz.

Eigenschaften

- Medizinprodukt der Klasse I, nicht steril
- CE gemäß EN14683:2019+AC:2019. Bietet einen sehr geringen Atemwiderstand.
- Medizinische Mundmaske Typ IIR, bakterielle Filtrationseffizienz $\geq 98\%$
- Abmessung: 175 x 95 mm
- Das anpassbare Nasenstück sorgt für eine perfekte Passform.
- Hypoallergen, glasfaser- und latexfrei
- In einer praktischen Spenderbox verpackt

Anwendungen

- Schutz vor Durchdringen von Flüssigkeitsspritzern.
- Schützt andere vor Tropfen in der Ausatemluft der tragenden Person.

Verwendung

- Vor dem Anlegen der Maske Hände waschen.
- Berühren Sie nur die Gummibänder. Die Innenseite der Maske soll nicht berührt werden.
- Setzen Sie die Maske auf. Die blaue Seite ist dabei nach außen gewandt. Stellen Sie sicher dass der Bügel sich oben befindet.
- Ziehen Sie die Maske leicht auf, um Nase und Kinn zu bedecken.
- Schieben Sie den Nasenbügel gleichzeitig mit den Fingerspitzen beider Hände von oben zu

- den Seiten der Nase. Formen Sie den Nasenbügel entsprechend den Konturen der Nase.
- Die Maske muss nach max. 4 Stunden / wenn nass oder verunreinigt entsorgt werden.

Inhalt

Spenderdose 50 Stück

Haltbarkeit

- Verfalldatum: 36 Monate nach Produktion bei ordnungsgemäßer Lagerung und geschlossener Verpackung
- Kühl und trocken bei Zimmertemperatur lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Medizinprodukt der Klasse I, nicht steril

Stand: 25/04/2024