



000/0070.011/20

Ycla, Augenspülung (500ml)

passend zur **MExT Augenstation**
, Erste-Hilfe-Station bei Augenverletzungen

YCLA Augenspülung ist gefüllt mit 0.9% Natriumchlorid.

Auch erhältlich in **Flakonform**.



Eigenschaften

Die Augenschale kann direkt auf das Auge gesetzt werden. Sterilprodukt. CE2460 zertifiziert. Passend zur **MExT Augenstation**.

Anwendungen

Ycla ist ein Erste-Hilfe-Augenspülmittel.

Verwendung

Siehe Piktogramme. Immer einen Arzt zu Rate ziehen.



Inhalt

3x Flasche 500 ml

Haltbarkeit

Flaschenlagerung auf dem Kopf: Dadurch wird sofort klar, ob eine Flasche bereits geöffnet ist.

Bei Zimmertemperatur aufbewahren: zwischen 5-40°C.

Empfohlene Einsatztemperatur: zwischen 16-38°C.

Haltbarkeit: 3.5 Jahre haltbar nach Produktionsdatum bei ordnungsgemäßer Lagerung und geschlossener Verpackung. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Ycla ist ein medizinisches Hilfsmittel Klasse I.

Stand: 25/04/2024