

000/0070.024/20



## Ycla Box

Erste-Hilfe-Box, enthält Augenspülmittel



### Eigenschaften


Praktische Box, enthält sterile Produkte

### Anwendungen

Erste-Hilfe-Box zur Augenspülung

### Verwendung

Immer einen Arzt zu Rate ziehen.



### Inhalt

1x Ycla Neutral 200 ml, neutralisierende Augenspülung (4.9% Phosphatlösung)

1x Ycla 500 ml, Augenspülung (0.9% Natriumchloridlösung)

### Haltbarkeit

Flaschenlagerung auf dem Kopf: Dadurch wird sofort klar, ob eine Flasche bereits geöffnet ist.

Bei Zimmertemperatur aufbewahren: zwischen 5-40°C.

Empfohlene Einsatztemperatur: zwischen 16-38°C.

Haltbarkeit: 3.5 Jahre haltbar nach Produktionsdatum bei ordnungsgemäßer Lagerung und geschlossener Verpackung. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Enthält medizinische Hilfsmittel Klasse I.

