

000/1100.007/03

Inhalt MExT Standard Verbandkasten nach DIN13157:2021



Der MExT Standard Verbandkasten wird verwendet in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Personen, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 20 Personen, auf Baustellen bis 10 Personen und in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder.

Anwendungen

Verbandkasten für:

- Verwaltungs- und Handelsbetriebe: bis 50 Personen.
- Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe: bis 20 Personen.
- Baustellen: bis 10 Personen.
- Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder.

Inhalt

- 2 Elastische Fixierbinde (0,06x4m)
DIN61634-FB6
- 2 Elastische Fixierbinde (0,08x4m)
DIN61634-FB8
- 2 Dreiecktuch (0,96x0,96x1,36m)
DIN13168-D
- 1 Pflastersortiment 42 Stück bestehend aus:

Wundschnellverband (6x10cm) - 12 Stück

DIN13019-E10x6

Fingerkuppenverband (6x4cm) - 6 Stück

DIN13019-5X4

Fingerverband (12x2cm) - 6 Stück

DIN13019-12X2

Pflasterstrips (7,2x1,9cm) - 6 Stück

DIN13019-7,2X1,9

Pflasterstrip (7,2x2,5cm) - 12 Stück

DIN13019-7,2X2,5

1 Heftpflaster (2,5cmx5m)

DIN13019-A500x2,5

6 Kompresse (10x10cm)

1 Metalline-Verbandtuch (60x80cm)

DIN13152-A

1 Schnellverband steril (6x8cm)

DIN13151-K

3 Schnellverband steril (8x10cm)

DIN13151-M

1 Schnellverband steril (10x12cm)

DIN13151-G

1 Inic, Kälte-Sofortkomresse Fläche (min.
200cm²)


1 Vliestücher (20x30cm) - 10 Stück

2 Augenkomresse (7x5,2cm)

1 Rettungsdecke (1,6x2,2m)

1 Kniegebogene Listerschere

DIN58279-B190



- 
- 2 Beutel Nitrilhandschuhe (puderfrei) - 2 Stück
DIN EN455-1/DIN EN455-2 und DIN EN455-3 oder DIN EN ISO374-5
 - 2 Folienbeutel (30x40cm)
 - 1 Waup Feuchttücher - 5 Stück
 - 2 Gesichtsmasken Typ IIR, nach DIN EN 14683 - 2 Stück
 - 1 Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
 - 1 Inhaltsverzeichnis

Nach DIN13157:2021-11 „Erste-Hilfe-Material, Verbandkasten C“.

Stand: 28/03/2024