

000/5170.203/30

Handgelenkblutdruckmessgerä Omron RS4

Einfach, zuverlässig und schnell

Das kompakte, benutzerfreundliche OMRON RS4 misst Ihren Blutdruck und Puls einfach und schnell. Für das bequeme, kontrollierte Aufpumpen, ohne dass der Druck voreingestellt oder neu aufgepumpt werden muss, verwendet das Gerät die fortschrittliche “Intellisense”-Technologie.

Eigenschaften

- Das Blutdruckmessgerät verfügt über ein deutliches LCD-Display und der Gebrauch ist selbsterklärend.
- Der Positionssensor bestimmt, ob Ihr Gerät bei der Messung im Verhältnis zum Herzen die richtige Position hat.
- Dank der *Intellisense* Technologie finden die Messungen sanft und ohne einen langen und unangenehmen hohen Druck statt.
- Automatisches Aufpumpen und schnelles Luftablassen.
- Schaltet sich automatisch aus (Batterieschonung).
- Speicher: Speichert bis zu 60 Werte.
- Einheitsmanschette für jeden Handgelenkumfang; die Messung kann am rechten oder linken Handgelenk durchgeführt werden.
- Messbereich:

- Blutdruck: SYS 60 bis 260 mmHg / DIA 40 bis 215 mmHg

  (Genauigkeit: ±3 mmHg).

- Puls: 40 - 180 Pulse/Min.

  (Genauigkeit: ±5% des angezeigten Werts).

- Garantie: 3 Jahre ab Kaufdatum (nicht auf die Manschette).

Anwendungen

- Prüfung des Blutdrucks und des Herzschlags. Der Balken für die Hypertonieanzeige gibt an, ob am Ende der Messung eine Hypertonie festgestellt wurde.
- Überwachung des morgendlichen Bluthochdrucks: Anzeige der Wochenmittelwerte für die morgendlichen Messungen über einen Zeitraum von 4 Wochen.
- Feststellen von Störungen des Herzrhythmus.

Verwendung

Siehe beiliegende Gebrauchsanweisung.

Bemerkungen

- Der Blutdruck kann sich zwischen dem rechten und linken Handgelenk unterscheiden. Verwenden Sie daher immer dasselbe Handgelenk für Messungen.
- Entfernen Sie eng anliegende, dicke Kleidung und Accessoires von Ihrem Handgelenk, während Sie eine Messung durchführen.
- Ruhen Sie sich vor der Messung mindestens 5 Minuten aus.
- Halten Sie während der Messung still und sprechen Sie nicht.
- Halten Sie das Gerät ungefähr auf Herzhöhe bis Ende der Messung.

Inhalt

- Messgerät

- Hartschalenbox
- 2 “AAA”-Alkalinebatterien
- Gebrauchsanweisung

Haltbarkeit

- Das Messgerät in der Hartschalenbox lassen, wenn es nicht verwendet wird.
- Vermeiden Sie Licht, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen.

Dieses medizinische Hilfsmittel wurde in der Allgemeinbevölkerung klinisch validiert.

Stand: 13/11/2026